



## คู่มือปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนและ  
แอนไอออนบางชนิดในสารละลาย

ปรับปรุงครั้ง	1/2564
วันที่อนุมัติใช้	30 กันยายน 2564
จัดทำโดย	นางยุพิน ฤทธิ์อ่อน
สอบทานโดย	อาจารย์สุธิดา ทองคำ
อนุมัติโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์

## คำนำ


คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน และแอนไอออนบางชนิดในสารละลายจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมของบทปฏิบัติการเคมีของแคตไอออนและแอนไอออนบางชนิดในสารละลายในรายวิชา เคมีวิเคราะห์ ของบุคลากร โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ต้องใช้ในการทำปฏิบัติการ

ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางยุพิน ฤทธิ์อ่อน  
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
1.ความเป็นมา	1
2.วัตถุประสงค์	1
3.ขอบเขต	1
4.คำจำกัดความ	1
5.หน้าที่ความรับผิดชอบ	1
6.มาตรฐานคุณภาพงาน	2
7. ขั้นตอนการทำงาน	3
8. เอกสารอ้างอิง	4
9. แบบฟอร์มที่ใช้	4
10.การควบคุมเอกสาร	4
11.ข้อมูลสารสนเทศ	4
12. ข้อเสนอแนะ	4
13. ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมี	5
ภาคผนวก ข : รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	9
ภาคผนวก ค : รายการสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	10
ภาคผนวก ง : เครื่องมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	14
ภาคผนวก จ : บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	17
ภาคผนวก ฉ : แบบฟอร์มการเบิกจ่ายอุปกรณ์ ,สารเคมี	46

	<b>คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย</b>	
	<b>ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	
	<b>หมายเลขเอกสาร:</b>	
	<b>แก้ไขครั้งที่ :</b>	<b>วันที่เริ่มใช้ :</b>

## ชื่อคู่มือ

### คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ วิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออนในสารละลาย

#### 1. ความเป็นมา

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมีเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเตรียมอุปกรณ์-เครื่องแก้ว สารเคมี และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการต่างๆ ของนักศึกษาในสาขาวิชาเคมีของรายวิชาต่างๆ สำหรับคู่มือเล่มนี้เป็นคำแนะนำในส่วนของการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และเทคนิคการเตรียมสารละลายสำหรับการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออนในสารละลาย ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

#### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมีทราบเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติ และการประสานงานต่าง ๆ
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมีทราบและเข้าใจและปฏิบัติตามได้

#### 3. ขอบเขต


ครอบคลุมการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ที่ใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

#### 4. คำจำกัดความ

1. อุปกรณ์-เครื่องแก้ว หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น ปีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร
2. สารเคมี หมายถึง สารเคมี คือวัสดุใดๆ ที่สามารถระบุงค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนได้เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก

#### 5. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


1. ประสานงานกับอาจารย์นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์-เครื่องแก้วต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
3. จัดเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
4. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 2 จาก 47


## 6.มาตรฐานคุณภาพงาน


1. ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
2. เกณฑ์การให้คะแนน

2.1 ความพร้อม ร้อยละ 60	มีค่าเท่ากับ	1 คะแนน
2.2 ความพร้อม ร้อยละ 70	มีค่าเท่ากับ	2 คะแนน
2.3 ความพร้อม ร้อยละ 80	มีค่าเท่ากับ	3 คะแนน
2.4 ความพร้อม ร้อยละ 90	มีค่าเท่ากับ	4 คะแนน
2.5 ความพร้อม ร้อยละ 100	มีค่าเท่ากับ	5 คะแนน

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

## 7. ผังขั้นตอนปฏิบัติงาน



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 4 จาก 47

## 8. เอกสารอ้างอิง

กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน และคณะ. ม.ป.ป. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุนเจือ โล่สุวรรณ และคณะ. 2543. ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. กรุงเทพฯ.

## 9. แบบฟอร์มที่ใช้

- แบบฟอร์มการเบิกจ่ายสารเคมี
- แบบฟอร์มการยืม-คืน อุปกรณ์เครื่องแก้ว

## 10. การควบคุมเอกสาร

ที่	ชื่อเอกสาร	การจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการ ปฏิบัติการเคมีของแคตไอออนและแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย	- เอกสาร - ไฟล์	ผู้ปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์

## 11. ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

-

## 12. ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน
2. ควรศึกษาวิธีการใช้สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

## 13. ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมี


ภาคผนวก ข : รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ภาคผนวก ค : รายการสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ภาคผนวก ง : เครื่องมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ภาคผนวก จ : บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ภาคผนวก ฉ : แบบฟอร์มการเบิกจ่ายอุปกรณ์ , สารเคมี

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

## ภาคผนวก ก.

### 1. ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมี

#### 1.1. การดำเนินการทั่วไป

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษาที่เข้าทำการทดลองหรือวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการต้อง


ดำเนินการดังนี้

- 1) อ่านคู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- 2) ทราบตำแหน่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสัมผัสกับสารเคมี
- 3) ทราบวิธีการกำจัดของเสียที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
- 4) ตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากที่ถูกต้อง และชัดเจน
- 5) ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานที่แท้จริงของเครื่องมือชิ้นๆ
- 6) รายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาโดยทันที

#### 1.2. ข้อปฏิบัติในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

- 1) ไม่ควรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยลำพัง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย
- 2) สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่พอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลารวมทั้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความเหมาะสมทุกครั้งขณะทำการทดลอง
- 3) ห้ามมิให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาเก็บหรือรับประทานในห้องปฏิบัติการ
- 4) ห้ามนำเครื่องแก้ว หรือภาชนะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ไปใช้เพื่อการปรุงอาหาร
- 5) ห้ามนำเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
- 6) ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ
  - ห้ามรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติการวิจัยทดลอง
  - ห้ามใช้เครื่องมือผิดประเภท
  - ห้ามหยิบอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัยของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
  - ห้ามวิ่งเล่นหยอกล้อกัน
  - ห้ามใช้อ่างน้ำในห้องปฏิบัติการล้างจานหรือแก้วน้ำ
  - ห้ามสูบบุหรี่
  - ห้ามทำกิจกรรมการแต่งใบหน้า



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

- ต้องสวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและ/หรือส้นเท้าตลอดเวลา ห้ามสวมรองเท้าแตะ
- รวบผมให้เรียบร้อยขณะทำปฏิบัติการ
- 7) นักศึกษาต้องลงชื่อเข้า-ออกห้องปฏิบัติการทุกครั้งที่ใช้ห้องปฏิบัติการ
- 8) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้ห้องปฏิบัติการ
- 9) ต้องลงบันทึกการใช้งาน (log book) เมื่อมีการใช้เครื่องมือ
- 10) รักษาพื้นที่ทำวิจัยส่วนตัวและส่วนรวมให้สะอาดเรียบร้อยและห้ามวางของเกะกะ
- 11) ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
- 12) ห้ามปิดกั้นทางออก และทางเข้าถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ


### 1.3. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

#### 1.3.1. ข้อปฏิบัติทั่วไป

- 1) ห้ามใช้เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลั่น (distillation)
- 2) ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบัติการ ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้ไฟติดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู
- 3) ก่อนที่จะทำการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจว่าได้ปิดภาชนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว
- 4) ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้สำหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
- 5) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีที่มีสารระเหยไวไฟ (Volatile flammable material)
- 6) ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเท ผสม หรือ ให้ความร้อนสารเคมี
- 7) กรณีสามารถเลือกใช้สารเคมีได้ควรเลือกใช้สารเคมี ที่มีความเป็นพิษน้อยที่สุด ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่พึงกระทำได้
- 8) อ่านคู่มือ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็ง
- 9) กรณีเกิดกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบัติการควรแจ้งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที

#### 1.3.2. ข้อพึงปฏิบัติเมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

- 1) ทราบอันตรายของสารเคมีที่ตนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถทราบได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material safety data sheets) หรือ MSDS
- 2) ทราบสถานที่และวิธีการเก็บรักษาสารเคมีที่เหมาะสม
- 3) ทราบวิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :


4) ทราบวิธีการใช้เครื่องป้องกันตนเองที่เหมาะสมต่อสารเคมี  
 5) ทราบจุดเก็บ และวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีสัมผัสสารเคมี  
 6) ทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสสารเคมีอันตราย รวมถึงแนวทางการจัดการของเสีย

#### 1.3.3. สุขอนามัยบุคคล (Personal hygiene)

- 1) หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ำประปา หรือน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
- 2) หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่นโดยตรงอย่างเด็ดขาด
- 3) ห้ามใช้ปากดูดปิเปต ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ลูกยาง
- 4) เมื่อเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
- 5) ห้ามดื่ม กิน เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แม้แต่ทำเครื่องสำอางในห้องปฏิบัติการ
- 6) ห้ามนำเครื่องดื่ม อาหาร บุหรี่ และเครื่องสำอางเข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิบัติการ
- 7) ห้ามใช้เครื่องไมโครเวฟในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมกาแฟ อาหาร รวมทั้งห้ามใช้ตู้เย็นในห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บอาหาร เช่นกัน
- 8) ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน
- 9) ควรทิ้งขยะ และของเสียในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
- 10) ควรแยกเครื่องแก้วแตก ในภาชนะรองรับที่แยกต่างหากจากของเสียอื่นๆ
- 11) ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันไดหรือวางบนพื้น ควรเก็บในพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
- 12) ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกขวด ควรมีป้ายฉลากที่ชัดเจน
- 13) ของเสียที่เป็นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้อมติดป้ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ชัดเจน
- 14) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการเป็นประจำ กรณีที่มีการหกของสารเคมีต้องทำความสะอาดโดยทันที

#### 1.4. สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตราย

ก่อนอื่นผู้ใช้สารเคมีควรทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน พบเห็นได้ที่ภาชนะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่บรรจุสารเคมีหรือของเสีย และบนพาหนะขนส่งสารเคมีและของเสีย สัญลักษณ์เหล่านี้มาจากระบบการจำแนกความเป็นอันตรายที่แตกต่างกัน ซึ่งมีจุดประสงค์ของการสื่อสารที่แตกต่างกันเล็กน้อย ระบบสัญลักษณ์ทุกระบบที่กำหนดขึ้นมานั้นจะใช้การสื่อสารด้วยรูปภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจความเป็นอันตรายของสารนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 8 จาก 47



วัตถุระเบิด  
Explosive



สารไวไฟ  
Flammable



สารออกซิไดซ์  
Oxidizing



แก๊สบรรจุใต้ความดัน  
Compressed gas



สารกัดกร่อน  
Corrosive



พิษเฉียบพลัน  
Toxic



ระวัง  
Harmful




อันตรายต่อสุขภาพ  
Health hazard



พิษต่อสิ่งแวดล้อม  
Environmental hazard

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 9 จาก 47

ภาคผนวก ข : รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์



ปีกเกอร์  
beaker



หลอดทดลอง  
test tube



ขวดฉีดน้ำ  
polyethylene wash bottle



ลวดแพลตตินัม  
Pt-wire



แท่งแก้วคนสาร  
stirring rod



ชามระเหย  
evaporating dish



ที่จับหลอดทดลอง  
test tube holder



ที่ตั้งหลอดทดลอง  
test tube rack



กระจกนาฬิกา  
watch glass



หลอดหยด  
medicine dropper



แปรง  
test tube brush




เครื่องปั่นเหวี่ยง  
centrifuge



ขวดรีเอเจนต์  
reagent bottle

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

ภาคผนวก ค : รายการสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์


1. ปฏิกริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดในสารละลาย (Reaction of some Cation in solution)

1.1 อุปกรณ์


- |   |  |
|---|--|
| 1.1.1 หลอดทดลอง (test tube)             | 1.1.2 ลวดนิกโครม                           |
| 1.1.3 แท่งแก้ว (stirring rod)           | 1.1.4 แท่นให้ความร้อน (hot plate)          |
| 1.1.5 หลอดหยด (dropper)                 | 1.1.6 อ่างน้ำร้อน (water bath)             |
| 1.1.7 กระดาษลิตมัส (litmus paper)       | 1.1.8 เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)          |
| 1.1.9 ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงเบนเซน | 1.1.10 ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test tube rack) |

1.2 สารเคมี

- 1.1.1 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ; 3 M HCl  
วิธีการเตรียม : ปิเปต HCl 24.8 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.2 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ; 6 M HCl  
วิธีการเตรียม : ปิเปต HCl 49.7 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.3 กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ; Conc.HCl
- 1.1.4 สารละลายกรดไนตริก (HNO<sub>3</sub>) ; 6 M HNO<sub>3</sub>  
วิธีการเตรียม : ปิเปต HNO<sub>3</sub> 37.5 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.5 กรดไนตริกเข้มข้น ; Conc. HNO<sub>3</sub>)
- 1.1.6 สารละลายกรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ; 2 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
วิธีการเตรียม : ปิเปต H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 11.1 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.7 สารละลายกรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ; 6 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
วิธีการเตรียม : ปิเปต H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 33.3 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.8 สารละลายกรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ; Conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- 1.1.9 สารละลายกรดแอสिटิก (CH<sub>3</sub>COOH) ; 2 M CH<sub>3</sub>COOH  
วิธีการเตรียม : ปิเปต (CH<sub>3</sub>COOH) 11.7 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.10 สารละลายกรดแอสिटิก (CH<sub>3</sub>COOH) ; 6 M CH<sub>3</sub>COOH  
วิธีการเตรียม : ปิเปต (CH<sub>3</sub>COOH) 35.2 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.11 สารละลายแอมโมเนีย (NH<sub>3</sub>) ; 4 M NH<sub>3</sub>  
วิธีการเตรียม : ปิเปต (NH<sub>3</sub>) 2.6 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.12 แอมโมเนีย conc. NH<sub>3</sub>

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 11 จาก 47

- 1.1.13 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ; 6 M NaOH  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง NaOH 24 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.14 สารละลายโพแทสเซียมโครเมต ( $K_2CrO_4$ ) ; 1 M  $K_2CrO_4$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $K_2CrO_4$  19.4 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.15 สารละลายไรโออะเซตามิด ( $CH_3CSNH_2$ ) ; 10%  $CH_3CSNH_2$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $CH_3CSNH_2$  10 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.16 สารละลายแอมโมเนียมแอสซิเตต ( $CH_3COONH_4$ ) ; 0.5 M  $CH_3COONH_4$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $CH_3COONH_4$  3.8 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.17 สารละลายโพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์ ( $K_4[Fe(CN)_6]$ ) ; 0.2 M  $K_4[Fe(CN)_6]$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $K_4[Fe(CN)_6]$  8.4 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.18 สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ ( $SnCl_2$ ) ; 0.2 M  $SnCl_2$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $SnCl_2$  2.72 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.19 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ ( $NH_4Cl$ ) ; 2 M  $NH_4Cl$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $SnCl_2$  2.72 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.20 สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ ( $Na_2S$ ) ; 0.2 M  $Na_2S$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $Na_2S$  4.80 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.21 สารละลายแอมโมเนียมไรโอไซยาเนตอิมิตัวในเอทานอล ( $NH_4SCN$ ) ; Sat.  $NH_4SCN$   
**วิธีการเตรียม :** เติม  $NH_4SCN$  เติมนลงในเอทานอลทีละน้อย แล้วคนด้วยแท่งเรื่อยๆ จน  $NH_4SCN$  ไม่สามารถละลายได้อีก
- 1.1.22 สารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต ( $(NH_4)_2CO_3$ ) ; 3 M  $(NH_4)_2CO_3$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $(NH_4)_2CO_3$  34.20 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.23 สารละลายแอมโมเนียมออกซาลेट ( $(NH_4)_2C_2O_4$ ) ; 3 M  $(NH_4)_2C_2O_4$   
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง  $(NH_4)_2C_2O_4$  42.60 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.24 สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอิมิตัว ( $(NH_4)_2SO_4$ ) ; Sat.  $(NH_4)_2SO_4$   
**วิธีการเตรียม :** เติม  $(NH_4)_2SO_4$  เติมนลงในน้ำกลั่นทีละน้อย แล้วคนด้วยแท่งเรื่อยๆ จนไม่สามารถละลายได้อีก
- 1.1.25 สารละลายโพแทสเซียมไรโอไซยาเนต (KSCN) ; 0.2 M KSCN  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง KSCN 1.90 กรัม เติมนลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 1.1.26 โซเดียมบิสมิวเตต ( $NaBiO_3$ ) (ใช้ของแข็ง)

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 12 จาก 47

## 2. ปฏิบัติการเคมีของแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย (Reaction of some Anion in solution)


### 2.1. อุปกรณ์

- |   |  |
|---|--|
| 2.1.1 หลอดทดลอง (test tube)             | 2.1.2 ลวดนิกโครม                           |
| 2.1.3 แท่งแก้ว (stirring rod)           | 2.1.4 เตาให้ความร้อน (hot plate)           |
| 2.1.5 หลอดหยด (dropper)                 | 2.1.6 อ่างน้ำร้อน (water bath)             |
| 2.1.7 กระดาษลิตมัส (litmus paper)       | 2.1.8 เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)          |
| 2.1.9 ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงเบนเซน | 2.1.10 ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test tube rack) |

### 2.2 สารเคมี


- 2.2.1 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ; 6 M HCl  
**วิธีการเตรียม :** ปิเปต HCl 49.7 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 2.2.2 สารละลายกรดไนตริก (HNO<sub>3</sub>) ; 6 M HNO<sub>3</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ปิเปต HNO<sub>3</sub> 37.5 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 2.2.3 สารละลายกรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) conc.H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- 2.2.4 สารละลายกรดซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 6 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ปิเปต H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 33.3 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 2.2.5 สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์(FeCl<sub>3</sub>) ; 0.1 M FeCl<sub>3</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง FeCl<sub>3</sub> 2.70 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 2.2.6 สารละลายแอมโมเนีย (NH<sub>3</sub>) conc. NH<sub>3</sub>
- 2.2.7 สารละลายแอมโมเนีย (NH<sub>3</sub>) 6 M NH<sub>3</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ปิเปต (NH<sub>3</sub>) 40 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 2.2.8 สารละลายแบเรียมไนเตรต (Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) ; 0.1 M Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 2.60 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
- 2.2.9 สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO<sub>3</sub>) ; 0.1 M AgNO<sub>3</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง AgNO<sub>3</sub> 1.70 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร



	<b>คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน</b>		
	<b>ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	<b>หมายเลขเอกสาร:</b>		
	<b>แก้ไขครั้งที่ :</b>	<b>วันที่เริ่มใช้ :</b>	<b>หน้า 13 จาก 47</b>

- 2.2.10 สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ((NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>) ; 0.5 M (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> 61.79 มิลลิกรัม เติมน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิกรัม
- 2.2.11 สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO<sub>4</sub>) ; 20 % FeSO<sub>4</sub>  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง FeSO<sub>4</sub> 20 กรัม เติมน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิกรัม
- 2.2.12 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH<sub>4</sub>Cl) ; 2 M NH<sub>4</sub>Cl  
**วิธีการเตรียม :** ชั่ง NH<sub>4</sub>Cl 10.60 กรัม เติมน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิกรัม
- 2.2.13 โพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟต (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>) (s)
- 2.2.14 ไตคลอโรมีเทน (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>)



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

### ภาคผนวก ง : เครื่องมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

#### เครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์


1. เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงนอนกันของอนุภาคจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงหนีศูนย์กลาง ทำให้อนุภาคนอนกันด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน ภายใต้สนามแรงหนีศูนย์กลางอนุภาคจะตกตะกอนด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากัน การปั่นแยกตะกอน จึงต้องใช้เวลาานพอเพียงที่อนุภาคขนาดเล็กจะนอนกันหมด จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน ตะกอน (pellet) และ ส่วนของเหลว

**ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง**

1. ก่อนที่จะนำหลอดทดลองที่มีตะกอนใส่ลงในเครื่องปั่นเหวี่ยง ให้เตรียมหลอดทดลองอีกหลอดหนึ่งที่มีน้ำหนักเท่าๆ กัน ใส่ น้ำลงในหลอดเปล่าจนกระทั่งมีระดับเท่ากับหลอดที่มีตะกอน
2. ใส่หลอดทดลองทั้งสองลงไปในบล็อกของเครื่องปั่นเหวี่ยงที่อยู่ตรงข้ามกันหลอดละข้าง
3. ของเหลวในหลอดทดลองจะต้องต่ำกว่าปากหลอดอย่างน้อย 1 เซนติเมตร เพราะถ้าของเหลวล้นหลอดจะกัดหลอดทำให้เกิดสนิมและอาจทำให้น้ำหนักของบล็อกต่างกัน (ถ้าน้ำหนักสองข้างไม่สมดุลกันเครื่องปั่นเหวี่ยงจะสั่นสะเทือนมากและมีเสียงดัง)
4. ปิดฝาเครื่องปั่นเหวี่ยง เปิดสวิทซ์ให้เครื่องปั่นเหวี่ยงหมุนนาน 30-40 วินาที จึงปิดสวิทซ์ ทิ้งไว้ 30 วินาที รอให้เครื่องปั่นเหวี่ยงหยุดนิ่งจึงเปิดฝา ไม่จำเป็นต้องทำให้เครื่องปั่นเหวี่ยงหยุดนิ่งโดยกะทันหัน เช่น กดปุ่มเบรกบนฝาเครื่องปั่นเหวี่ยงเพราะจะทำให้ตะกอนฟุ้งกระจายขึ้นมาอีก
5. ถ้ามีเสียงดังเกิดขึ้นและสั่นสะเทือนมากผิดปกติหรือมีควันเกิดขึ้น ให้ปิดสวิทซ์ทันที และแจ้งอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม



ภาพที่ 3 เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge)

	<b>คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน</b>		
	<b>ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	<b>หมายเลขเอกสาร:</b>		
	<b>แก้ไขครั้งที่ :</b>	<b>วันที่เริ่มใช้ :</b>	<b>หน้า 15 จาก 47</b>

2. เครื่องชั่งไฟฟ้า เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับชั่งสารเคมีหรือสิ่งที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เครื่องชั่งจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการตรวจวิเคราะห์




ภาพที่ 4 เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้า

### 3. เตาไฟฟ้า (Hot plate)

เตาไฟฟ้า เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี เตาไฟฟ้าประเภทนี้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายเตาแก๊ส แต่ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีดำ ด้านใต้แผ่นสีดำจะมีขดลวดทำความร้อนอยู่ เตาไฟฟ้าประเภทนี้มีการปรับความร้อนขึ้นลงค่อนข้างช้า เพราะความร้อนต้องส่งผ่านหลายชั้นตั้งแต่ขดลวด แผ่นเพลต จนถึงภาชนะ



ภาพที่ 5 เตาไฟฟ้า (Hot plate)

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

3. เครื่อง Waterbath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการต้มหรืออุ่นสาร โดยการตั้งอุณหภูมิและเวลาในการทำงาน


#### วิธีการเก็บรักษา

1. หลังเลิกใช้งานอ่างน้ำร้อนแล้วควรเปลี่ยนถ่ายน้ำทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
2. การทำความสะอาด ควรเช็ดทำความสะอาดที่ขดลวดทำความร้อนและอ่างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง โดยไม่ควรใช้ของมีคม หรือกระดาษทรายถูหรือขัดที่ (Heater) และอ่าง
3. ควร Drain น้ำทิ้งและทำความสะอาด Water Bath ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานหลายๆ วัน
4. ในส่วนของสารเคมีที่นำมาใช้ภายในอ่างน้ำร้อนที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเสร็จให้รีบทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
5. ถ้าใช้กับสารเคมีให้ทำความสะอาดบริเวณภายนอกทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
6. ควรใช้น้ำกลั่นหรือน้ำกรอง ในการใช้งาน เพื่อป้องกันคราบตะกอนที่จะจับที่ตัว Heater หรือตัว

#### อ่างน้ำร้อน



ภาพที่ 6 เครื่อง Waterbath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ)

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

**ภาคผนวก จ : บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์**

**ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดและการวิเคราะห์คุณภาพ  
(Reaction of some Cation and Qualitative Analysis)**

**หลักการและทฤษฎี**

แคตไอออนเป็นไอออนที่มีประจุบวก เกิดจากการแตกตัวของเกลือหรือเกิดจากอะตอมหรือกลุ่มอะตอมเสียอิเล็กตรอน เนื่องจากแคตไอออนมีมากและเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์จึงแบ่งแคตไอออนออกเป็นหมู่ตามรีเอเจนต์ที่ใช้ทำให้ตกตะกอนเกิดเป็นสารประกอบใหม่ที่มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กัน

ในการวิเคราะห์แคตไอออนวิธีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแยกแคตไอออนในสารประกอบออกเป็นกลุ่มหรือหมู่เล็ก ๆ โดยที่แคตไอออนในหมู่เดียวกันจะตกตะกอนด้วยรีเอเจนต์ (reagent) ตัวเดียวกันภายใต้สภาวะที่เหมือนกัน เรียกรีเอเจนต์นี้ว่า **รีเอเจนต์เฉพาะหมู่ (group reagent)**

จากการศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนกับรีเอเจนต์ต่าง ๆ พบว่าสามารถแบ่งแคตไอออนออกเป็น 5 หมู่ ดังนี้

**หมู่ I หมู่ซิลเวอร์ (silver group) ;** ประกอบด้วย  $Ag^+$  ,  $Hg_2^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ซึ่งจะตกตะกอนในภาพของเกลือคลอไรด์ในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรด


**หมู่ II หมู่คอปเปอร์ - อาร์เซนิก (copper - arsenic group) ;** ประกอบด้วย  $Cu^{2+}$  ,  $Hg^{2+}$  ,  $Bi^{3+}$  ,  $Pb^{2+}$  ,  $Cd^{2+}$  ,  $As^{3+}$  ,  $As^{5+}$  ,  $Sb^{3+}$  ,  $Sb^{5+}$  ,  $Sn^{2+}$  และ  $Sn^{4+}$  ซึ่งจะตกตะกอนในภาพเกลือซัลไฟด์ในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรดเล็กน้อย

**หมู่ III หมู่นิเกิล - อะลูมิเนียม (nickel - aluminium group) ;** ประกอบด้วย  $Ni^{2+}$  ,  $Co^{2+}$  ,  $Fe^{2+}$  ,  $Fe^{3+}$  ,  $Mn^{2+}$  ,  $Al^{3+}$  ,  $Zn^{2+}$  และ  $Cr^{3+}$  ซึ่งจะตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์ ในสารละลายที่มีสภาวะเป็นเบสเล็กน้อย

**หมู่ IV หมู่แบเรียม (barium group) ;** ประกอบด้วย  $Ba^{2+}$  ,  $Ca^{2+}$  และ  $Sr^{2+}$  ซึ่งจะตกตะกอนในภาพของเกลือคาร์บอเนตในสารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต  $((NH_4)_2CO_3)$  ที่มีสารละลายแอมโมเนีย  $(NH_3)$  อยู่ด้วย


**หมู่ V หมู่แมกนีเซียม (magnesium group) ;** ประกอบด้วย  $Mg^{2+}$  ,  $Na^+$  ,  $K^+$  และ  $NH_4^+$  ซึ่งเป็นแคตไอออนที่ไม่ตกตะกอนกับรีเอเจนต์ใด ๆ

นอกจากใช้ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนแบ่งแคตไอออนเป็นหมู่แล้ว ยังสามารถแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละชนิดในแต่ละหมู่ได้ โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่แตกต่างกันของแคตไอออนแต่ละชนิด ในการทดลองนี้จะศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนเพียง 11 ตัว คือ  $Ag^+$  ,  $Pb^{2+}$  ,  $Hg^{2+}$  ,  $Cu^{2+}$  ,  $Bi^{3+}$  ,  $Co^{2+}$  ,  $Fe^{3+}$  ,  $Mn^{2+}$  ,  $Ba^{2+}$  ,  $Sr^{2+}$  และ  $Ca^{2+}$   
การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ I ;  $Ag^+$  และ  $Pb^{2+}$

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :



แคตไอออนหมู่ II ประกอบด้วยซิลเวอร์ไอออน ( $\text{Ag}^+$ ) เมอร์คิวรี (I) ไอออน ( $\text{Hg}_2^{2+}$ ) และ เลด (II) ไอออน ( $\text{Pb}^{2+}$ ) แต่ในปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะปฏิกิริยาของ  $\text{Ag}^+$  และ  $\text{Pb}^{2+}$  แคตไอออนในหมู่ II สามารถแยกออกจากหมู่อื่น ๆ ได้โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับคลอไรด์ไอออน ( $\text{Cl}^-$ ) ได้ และในการทดลองนี้ใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ( $\text{HCl}$ ) เป็นรีเอเจนต์ (reagent)

เมื่อเติม  $\text{Cl}^-$  ลงในสารละลายที่มีแคตไอออนเหล่านี้อยู่ จะเกิดตะกอนสีขาวของทั้งซิลเวอร์ คลอไรด์ ( $\text{AgCl}$ ) และเลด (II) คลอไรด์ ( $\text{PbCl}_2$ ) ดังสมการ 2.1 และ 2.2 ส่วนไอออนของโลหะอื่น ๆ จะยังคงอยู่ในสารละลาย ปริมาณของรีเอเจนต์ที่ใช้ต้องมีปริมาณที่พอเหมาะ เพราะถ้าน้อยเกินไปจะทำให้  $\text{AgCl}$  และ  $\text{PbCl}_2$  ตกตะกอนได้น้อย แต่ถ้าปริมาณมากเกินไป  $\text{Cl}^-$  จากรีเอเจนต์ที่มากเกินไปจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับ  $\text{Pb}^{2+}$  ที่แตกตัวมาจากตะกอน  $\text{PbCl}_2$  ดังสมการ 2.3 เกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนที่เสถียรและอยู่ในสภาพของสารละลาย  $[\text{PbCl}_4]^{2-}$  ดังสมการ 2.4




และเมื่อ  $\text{Pb}^{2+}$  ลดลงสมดุลของสมการที่ 2.3 และ 2.4 ก็จะเคลื่อนมาทางขวาเป็นผลให้ตะกอน  $\text{PbCl}_2$  ละลายออกมาอีก เนื่องจากตะกอน  $\text{PbCl}_2$  ละลายได้บ้างใน  $\text{HCl}$  เพราะฉะนั้น  $\text{Pb}^{2+}$  บางส่วนจะยังคงอยู่ในสารละลายที่จะนำไปวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ II ต่อไป


ในกรณีของ  $\text{Ag}^+$  ก็เช่นเดียวกันคือ เมื่อมี  $\text{HCl}$  มากเกินไป  $\text{Ag}^+$  ที่ละลายมาจากตะกอน  $\text{AgCl}$  จะมารวมกับ  $\text{Cl}^-$  ที่มากเกินไปเกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนที่เสถียร และอยู่ในสภาพของสารละลาย  $[\text{AgCl}_2]^-$  ได้เหมือนกัน แต่เกิดขึ้นน้อยกว่ากรณีของ  $\text{Pb}^{2+}$  ดังสมการ 2.5 และ 2.6




ตะกอนผสมของ  $\text{AgCl}$  และ  $\text{PbCl}_2$  สามารถแยกออกจากกันได้โดยอาศัยความสามารถในการละลายที่อุณหภูมิต่างกัน ตะกอนของ  $\text{PbCl}_2$  ละลายได้ในน้ำร้อน แต่ตะกอน  $\text{AgCl}$  ไม่ละลายในน้ำร้อน และสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  $\text{Pb}^{2+}$  ได้โดยให้ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมโครเมต ( $\text{K}_2\text{CrO}_4$ ) ซึ่งจะได้ตะกอนเหลืองของเลด (II) โครเมต ( $\text{PbCrO}_4$ ) ดังสมการ 2.7




หรืออาจทดสอบ  $\text{Pb}^{2+}$  โดยทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดซัลฟิวริก ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) จะให้ตะกอนสีขาวของเลด (II) ซัลเฟต ( $\text{PbSO}_4$ ) ดังสมการ 2.8




	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

สำหรับตะกอนรวมของ AgCl สามารถละลายได้ในสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น (conc.NH<sub>3</sub>) เกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อน [Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]<sup>+</sup> ดังสมการ 2.9




เมื่อนำเอาสารละลายส่วนนี้ไปพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Ag<sup>+</sup> โดยทำให้สารละลายเป็นกรดด้วยสารละลายกรดไนตริก (HNO<sub>3</sub>) จะเกิดตะกอนขาวของ AgCl ดังสมการ 2.10



### การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ II ; Cu<sup>2+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Bi<sup>3+</sup>

แคตไอออนในหมู่นี้ประกอบด้วย Cu<sup>2+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Bi<sup>3+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup>, As<sup>3+</sup>, As<sup>5+</sup>, Sb<sup>3+</sup>, Sb<sup>5+</sup>, Sn<sup>2+</sup> และ Sn<sup>4+</sup> ในปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะปฏิกิริยาของคอปเปอร์ (II) ไอออน (Cu<sup>2+</sup>) เมอร์คิวรี (II) ไอออน (Hg<sup>2+</sup>) และบิสมัทไอออน (Bi<sup>3+</sup>) เท่านั้น ซึ่งแคตไอออนหมู่นี้จะตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจากแคตไอออนหมู่ III บางตัวสามารถตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ได้ ดังนั้น ในการแยกแคตไอออนหมู่ II และหมู่ III ออกจากกันต้องควบคุมปริมาณ S<sup>2-</sup> ให้พอเหมาะ (แคตไอออนหมู่ II ใช้ปริมาณ S<sup>2-</sup> น้อยกว่าหมู่ III) การควบคุมปริมาณ S<sup>2-</sup> ทำได้โดยการปรับสภาพความเป็นกรด - เบสของสารละลาย รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตกตะกอนแคตไอออนหมู่ II นี้คือซัลไฟด์ไอออน (S<sup>2-</sup>) เช่น สารละลายกรดไฮโดรซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>S) เนื่องจากสารละลายกรดไฮโดรซัลฟิวริก (H<sub>2</sub>S) จะมีสมดุลระหว่าง H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> และ S<sup>2-</sup> เกิดขึ้น ดังสมการ 2.11





จากสมการ 2.11 จะเห็นว่าถ้าปรับสารละลายให้เป็นเบส สมดุลจะเคลื่อนมาทางขวาทำให้ปริมาณ S<sup>2-</sup> มากกว่าในสารละลายที่เป็นกรด ดังนั้น ถ้าสารละลายเป็นกรดจะมีแต่แคตไอออนหมู่ II เท่านั้น ที่สามารถตกตะกอนลงมา และเมื่อต้องการให้แคตไอออนหมู่ III ตกตะกอนก็ต้องปรับสารละลายให้เป็นเบส

การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ อาจทำได้โดยผ่านแก๊ส H<sub>2</sub>S ลงในสารละลายตัวอย่าง แต่เนื่องจากแก๊สนี้มีพิษและมีกลิ่นเหม็นจึงไม่นิยมใช้ ในปัจจุบันนิยมใช้โซโอะเซตามาต์ (CH<sub>3</sub>CSNH<sub>2</sub>) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้ในสารละลายที่เป็นกรดที่อุณหภูมิ 70 - 90 องศาเซลเซียส ได้แก๊ส H<sub>2</sub>S ดังสมการ 2.12




ตัวอย่างแสดงสมการการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่ II ตามสมการ 2.13 - 2.15




	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

เมื่อนำตะกอนรวมของคอปเปอร์ (II) ซัลไฟด์ (CuS), เมอร์คิวรี (II) ซัลไฟด์ (HgS) และบิสมัทซัลไฟด์ (Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>) มาละลายใน HNO<sub>3</sub> เจือจางที่ร้อนจะแยก HgS ออกได้เพราะ HgS ไม่ละลาย ส่วนเกลือซัลไฟด์ตัวอื่น ๆ จะละลายได้ เช่น CuS ดังสมการ 2.16




HNO<sub>3</sub> ที่ใช้ ถ้าเข้มข้นเกินไปจะละลาย HgS บางส่วนออกมา นำตะกอน HgS มาพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Hg<sup>2+</sup> โดยละลายตะกอนในกรดกัดทอง (conc.HCl : conc.HNO<sub>3</sub> , 3 : 1 โดยปริมาตร) แล้วให้ทำปฏิกิริยากับทินคลอไรด์ (SnCl<sub>2</sub>) จะได้ตะกอนสีขาวของเมอร์คิวรี (I) คลอไรด์ (Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) ดังสมการ 2.17






ตะกอนสีขาว

ถ้าในสารละลายมี Sn<sup>2+</sup> มาก Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> จะถูกรีดิวซ์ต่อไปเป็นปรอท (Hg) ดังสมการ 2.18






นำสารละลายที่แยก Hg<sup>2+</sup> ออกไปแล้วมาเติมด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น (conc. NH<sub>3</sub>) ให้มากเกินพอ Bi<sup>3+</sup> จะตกตะกอนในภาพของบิสมัท (III) ไฮดรอกไซด์ (Bi(OH)<sub>3</sub>) ส่วนตะกอนคอปเปอร์ (II) ไฮดรอกไซด์ (Cu(OH)<sub>2</sub>) จะละลายออกไปเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสี่ฟ้าของ [Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup> ดังสมการ 2.19 - 2.21



สารละลายสีฟ้า

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Bi<sup>3+</sup> ทำได้โดยการนำตะกอน Bi(OH)<sub>3</sub> มาทำปฏิกิริยากับ SnCl<sub>2</sub> ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะได้ตะกอนสีดำของบิสมัท (Bi) ดังสมการ 2.22 - 2.24




ตะกอนสีดำ

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Cu<sup>2+</sup> ทำได้โดยนำสารละลายที่แยกตะกอน Bi(OH)<sub>3</sub> ออกไปแล้วมาทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์รต์ (II) (K<sub>4</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>]) ในสารละลายกรดเจือจางจะได้ตะกอนสีน้ำตาลแดงของ Cu<sub>2</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] ดังสมการ 2.25 และ 2.26



ตะกอนสีน้ำตาลแดง



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 21 จาก 47

### การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ III ; Fe<sup>3+</sup> , Co<sup>2+</sup> , Mn<sup>2+</sup>

แคตไอออนในหมู่นี้ประกอบด้วย Ni<sup>2+</sup> , Co<sup>2+</sup> , Fe<sup>2+</sup> , Fe<sup>3+</sup> , Mn<sup>2+</sup> , Al<sup>3+</sup> , Zn<sup>2+</sup> และ Cr<sup>3+</sup> ในการทดลองนี้จะกล่าวถึงเฉพาะปฏิกิริยาของไอร์ออน (III) ไอออน (Fe<sup>3+</sup>), โคบอลต์ (II) ไอออน (Co<sup>2+</sup>) และแมงกานีส (II) ไอออน (Mn<sup>2+</sup>) ซึ่งแคตไอออนทั้ง 3 นี้จะตกตะกอนกับ S<sup>2-</sup> ในสารละลายเบส รีเอเจนต์ที่ใช้คือ CH<sub>3</sub>CSNH<sub>2</sub> ตะกอนที่ได้จะอยู่ในสภาพของทั้งเกลือซัลไฟด์และไฮดรอกไซด์ร่วมกัน

ตัวอย่างสมการแสดงการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่ III ตามสมการ 2.27 – 2.29



เมื่อนำตะกอนรวมของไอร์ออน (III) ไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)<sub>3</sub>), โคบอลต์ (II) ซัลไฟด์ (CoS) และแมงกานีส (II) ซัลไฟด์ (MnS) มาละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCl) และ conc.HNO<sub>3</sub> จะได้สารละลายของ Fe<sup>3+</sup> , Co<sup>2+</sup> และ Mn<sup>2+</sup> การวิเคราะห์ไอออนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพราะปฏิกิริยาการทดสอบไอออนแต่ละตัวไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Fe<sup>3+</sup> ทำได้โดยให้ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไรโอไซยานेट (KSCN) จะได้สารละลายสีแดงเลือดนกของไอออนเชิงซ้อน [Fe(SCN)<sub>6</sub>]<sup>2-</sup> ดังสมการ 2.30



สารละลายสีแดงเลือดนก

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Co<sup>2+</sup> ทำได้โดยให้ทำปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมไรโอไซยานेट (NH<sub>4</sub>SCN) ในแอลกอฮอล์จะได้สารประกอบสีฟ้าของ [Co(SCN)<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> ซึ่งเสถียรในสารละลายแอลกอฮอล์ ดังสมการ 2.31




สารประกอบสีฟ้า

ดังนั้น เพื่อให้การตกตะกอนเกิดอย่างสมบูรณ์จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นของ OH<sup>-</sup> โดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์ NH<sub>4</sub>Cl – NH<sub>3</sub> ลงไป


### การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ IV ; Ba<sup>2+</sup> , Sr<sup>2+</sup> , Ca<sup>2+</sup>

แคตไอออนหมู่นี้ประกอบด้วยแบเรียมไอออน (Ba<sup>2+</sup>), สตรอนเทียมไอออน (Sr<sup>2+</sup>) และแคลเซียมไอออน (Ca<sup>2+</sup>) ซึ่งสามารถตกตะกอนกับคาร์บอเนตไอออน (CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>) ได้ ตะกอนที่ได้จะอยู่ในสภาพของเกลือคาร์บอเนตดังสมการต่อไปนี้




	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 22 จาก 47

ตัวอย่างสมการแสดงการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่ IV ดังสมการ 2.32 – 2.34



เมื่อกตกตะกอนสมบูรณ์แล้วนำตะกอนที่ได้มาละลายด้วยกรดเจือจาง นำสารละลายที่ได้มาแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละตัวต่อไป

การแยก  $\text{Ba}^{2+}$  ออกจาก  $\text{Sr}^{2+}$  และ  $\text{Ca}^{2+}$  ทำได้โดยอาศัยทฤษฎีว่าเกลือโครเมตของแคตไอออนเหล่านี้มีค่าผลคูณการละลาย (solubility product) แตกต่างกันคือตะกอนแบเรียมโครเมต ( $\text{BaCrO}_4$ ) มีค่าผลคูณการละลายต่ำสุด ดังนั้นจึงสามารถแยก  $\text{Ba}^{2+}$  ออกจาก  $\text{Sr}^{2+}$  และ  $\text{Ca}^{2+}$  ได้โดยเติม  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  ที่มากเกินไปลงในสารละลายที่มีแคตไอออนเหล่านี้  $\text{Ba}^{2+}$  จะตกตะกอนเป็น  $\text{BaCrO}_4$  ส่วน  $\text{Sr}^{2+}$  และ  $\text{Ca}^{2+}$  จะยังคงอยู่ในสารละลายซึ่งสามารถนำไปทดสอบต่อไปได้ ดังสมการ 2.35




ตารางที่ 2.1 ค่าคงที่ผลคูณของการละลายของเกลือบางชนิดของแอนไอออนหมู่ IV ที่ 25°C

แอนไอออน	$\text{Ba}^{2+}$	$\text{Ca}^{2+}$	$\text{Sr}^{2+}$
$\text{CrO}_4^{2-}$	$8.5 \times 10^{-11}$	$7.1 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-6}$
$\text{SO}_4^{2-}$	$1.5 \times 10^{-9}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$7.6 \times 10^{-7}$
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	$1.5 \times 10^{-8}$	$1.3 \times 10^{-9}$	$5.6 \times 10^{-8}$

แต่เนื่องจากค่าผลคูณการละลายของเกลือเหล่านี้ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละตัวจึงนิยมนำมาทดสอบสีของเปลวไฟ (flame test) ประกอบด้วย


การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  $\text{Ba}^{2+}$  ทำได้โดยละลายตะกอน  $\text{BaCrO}_4$  ด้วย HCl แล้วแบ่งสารละลายออกเป็น 2 ส่วน


ก. ส่วนที่ 1 เติม  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ลงไป ถ้าได้ตะกอนสีขาวที่ไม่ละลายใน HCl เจือจาง แสดงว่าในสารตัวอย่างมี  $\text{Ba}^{2+}$  ดังสมการ 2.36



ข. ส่วนที่ 2 ทำการทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ ถ้าได้เปลวไฟสีเขียวเหลือง แสดงว่าในสารตัวอย่างมี  $\text{Ba}^{2+}$


นำสารละลายที่แยกตะกอน  $\text{BaCrO}_4$  ออกไปแล้วมาทำการตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนตอีกครั้งด้วย  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  ในสารละลายที่เป็นเบส  $\text{Sr}^{2+}$  และ  $\text{Ca}^{2+}$  จะตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนต จากนั้นละลายตะกอนด้วยสารละลายกรดแอซิติก ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) เจือจาง แล้วเติมสารละลายอิมตัวของแอมโมเนียมซัลเฟต  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  ที่มากเกินไป  $\text{Sr}^{2+}$  จะตกตะกอนเป็นสตรอนเทียมซัลเฟต ( $\text{SrSO}_4$ ) ดังสมการ 2.37



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 23 จาก 47

นำตะกอนที่ได้มาละลายด้วย HCl จากนั้น ทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ ถ้าได้เปลวไฟสีแดงเลือดนก แสดงว่ามี  $\text{Sr}^{2+}$  ในสารตัวอย่าง

นำสารละลายที่แยก  $\text{SrSO}_4$  ออกไป แล้วมาทำให้เป็นเบสด้วยสารละลาย  $\text{NH}_3$  แล้วเติม  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  ถ้ามีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นแสดงว่าในสารละลายตัวอย่างมี  $\text{Ca}^{2+}$  ดังสมการ 2.38




นำตะกอนที่ได้มาละลายด้วย HCl ดูสีของเปลวไฟ ถ้าได้เปลวไฟสีแดงอิฐ แสดงว่ามี  $\text{Ca}^{2+}$  ในตัวอย่าง การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ V ;  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  และ  $\text{NH}_4^+$

แคตไอออนในหมู่ V นี้ ประกอบด้วยโซเดียมไอออน ( $\text{Na}^+$ ), โพแทสเซียมไอออน ( $\text{K}^+$ ) และ แอมโมเนียมไอออน ( $\text{NH}_4^+$ ) ซึ่งเป็นแคตไอออนที่ไม่เกิดตะกอนกับรีเอเจนต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ในการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่นี้จึงนิยมใช้การทดสอบเปลวไฟซึ่งสารละลายของ  $\text{Na}^+$  และ  $\text{K}^+$  เมื่อทดสอบด้วยเปลวไฟจะให้เปลวไฟสีเหลืองและสีม่วง ตามลำดับ สำหรับ  $\text{NH}_4^+$  สามารถทดสอบได้โดยการให้ความร้อนและตรวจสอบไอของสารที่เกิดขึ้นโดยใช้กระดาษลิตมัส ถ้ามี  $\text{NH}_4^+$  อยู่จะให้ แก๊สที่มีสมบัติเป็นเบสเกิดขึ้น

### สารเคมี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ; 3 M HCl , 6 M HCl และ conc.HCl
2. สารละลายกรดไนตริก ( $\text{HNO}_3$ ) ; 3 M  $\text{HNO}_3$  , 6 M  $\text{HNO}_3$  และ conc.  $\text{HNO}_3$
3. สารละลายกรดซัลฟิวริก ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) ; 2 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  , 6 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  และ conc.  $\text{H}_2\text{SO}_4$
4. สารละลายกรดแอสिटิก ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) ; 2 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  , 6 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$
5. สารละลายแอมโมเนีย ( $\text{NH}_3$ ) ; 4 M  $\text{NH}_3$  , conc.  $\text{NH}_3$
6. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ; 6 M NaOH
7. สารละลายโพแทสเซียมโครเมต ( $\text{K}_2\text{CrO}_4$ ) ; 1 M  $\text{K}_2\text{CrO}_4$
8. สารละลายไธโออะเซตาไมด์ ( $\text{CH}_3\text{CSNH}_2$ ) ; 10 %  $\text{CH}_3\text{CSNH}_2$
9. สารละลายแอมโมเนียมแอสिटเตต ( $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ); 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ , 1 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$
10. สารละลายโพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์ ( $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ) ; 0.2 M  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
11. สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ ( $\text{SnCl}_2$ ) ; 0.2 M  $\text{SnCl}_2$
12. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) ; 2 M  $\text{NH}_4\text{Cl}$
13. สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ ( $\text{Na}_2\text{S}$ ) ; 0.2 M  $\text{Na}_2\text{S}$
14. สารละลายแอมโมเนียมไธโอไอซยาเนตอิ่มตัวในเอทานอล( $\text{NH}_4\text{SCN}$ ) ; Sat .  $\text{NH}_4\text{SCN}$  / alc
15. สารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต ( $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ) ; 3 M  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
16. สารละลายแอมโมเนียมออกซาเลต ( $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ ) ; 3 M  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 24 จาก 47

17. สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัว  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  ; Sat.  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
18. สารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต (KSCN) ; 0.2 M KSCN
19. โซเดียมบิสมิวเทต ( $\text{NaBiO}_3$ )

### อุปกรณ์

1. หลอดทดลอง (test tube)
2. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test tube rack)
3. อ่างน้ำร้อน (water bath)
4. เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)
5. แท่งแก้ว (stirring rod)
6. หลอดหยด (dropper)
7. กระดาษลิตมัส (litmus paper)
8. แผ่นให้ความร้อน (hot plate)

### วิธีทำการทดลอง

#### ตอนที่ 1 การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ I ( $\text{Pb}^{2+}$ และ $\text{Ag}^+$ )


##### 1.1 การตกตะกอนในภาพเกลือคลอไรด์

1. นำหลอดทดลองที่สะอาด 2 หลอด มาเติมสารละลาย  $\text{Pb}^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 1 สารละลาย  $\text{Ag}^+$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 2
2. เติมสารละลาย 3 M HCl ลงในหลอดที่ 1 ทีละหยด พร้อมทั้งเขย่าจนตกตะกอนสมบูรณ์ ทำเช่นเดียวกันนี้กับหลอดที่ 2
3. นำทั้ง 2 หลอด ไปเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายส่วนใสทิ้งไป แล้วทำการล้างตะกอนในแต่ละหลอด โดยการเติมน้ำกลั่นลงไป 10 หยด เขย่าหลอดทดลอง นำหลอดทดลองไปเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใสทิ้งไป เก็บตะกอนไว้ศึกษาต่อไป


##### 1.2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Pb}^{2+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์

1. นำหลอดที่มีตะกอน  $\text{PbCl}_2$  (หลอดที่ 1) มาเติมน้ำกลั่น 15 – 20 หยด เขย่าหลอดหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ตะกอนที่รวมกันอยู่แตกออก แล้วนำหลอดทดลองไปอุ่นในน้ำเดือดประมาณ 2 นาที (ควรเขย่าหลอดเป็นครั้งคราว) สังเกตการละลายของตะกอน (ถ้าตะกอนยังละลายไม่หมดให้อุ่นต่อไปจนละลายหมด)
2. เมื่อตะกอนละลายหมดแล้ว จึงแบ่งสารละลายออกเป็น 2 ส่วน
  - ส่วนที่ 1 เติม 1 M  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  3 – 4 หยด สังเกตตะกอนเหลือง  $\text{PbCrO}_4$  ที่เกิดขึ้น
  - ส่วนที่ 2 เติม 2 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  3 – 4 หยด สังเกตตะกอนขาว  $\text{PbSO}_4$  ที่เกิดขึ้น


##### 1.3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Ag}^+$ และพิสูจน์เอกลักษณ์

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 25 จาก 47

- นำหลอดที่มีตะกอน  $\text{AgCl}$  (หลอดที่ 2) มาเติม conc.  $\text{NH}_3$  ที่ละลาย พร้อมทั้งเขย่าหลอดทดลอง **สังเกตการละลายของตะกอน**
- เมื่อตะกอนละลายหมดแล้ว จึงค่อย ๆ หยด 6 M  $\text{HNO}_3$  ลงไปที่ละลายจนกระทั่งสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) จะสังเกตเห็นตะกอนสีขาว  $\text{AgCl}$  ตกกลับมาอีกครั้ง การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ I บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 แผนผังการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์แคตไอออนหมู่ I

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 26 จาก 47

## ตอนที่ 2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนหมู่ II ( $\text{Cu}^{2+}$ , $\text{Hg}^{2+}$ และ $\text{Bi}^{3+}$ )

### 2.1 การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ในสภาวะที่เป็นกรด

1. นำหลอดทดลองที่สะอาด 3 หลอด มาเติมสารละลาย  $\text{Cu}^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 1 สารละลาย  $\text{Hg}^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 2 และสารละลาย  $\text{Bi}^{3+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 3

2. เติม conc.HCl 5 – 6 หยด ลงในสารละลายทั้ง 3 หลอด แล้วเขย่า จากนั้นเติม 10 %  $\text{CH}_3\text{CSNH}_2$  8 – 10 หยด เขย่าให้เข้ากัน นำหลอดทั้ง 3 ไปอุ่นในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (ทำในตู้ควัน เพราะแก๊ส  $\text{H}_2\text{S}$  ที่เกิดจากการสลายตัวของ  $\text{CH}_3\text{CSNH}_2$  มีกลิ่นเหม็นและเป็นพิษ) ในทุกหลอดจะมีตะกอนเกิดขึ้น สังเกตสีของตะกอน

**หมายเหตุ** ในหลอดที่ 3 (หลอด  $\text{Bi}^{3+}$ ) ถ้าหากไม่มีตะกอน  $\text{Bi}_2\text{S}_3$  เกิดขึ้นให้เติมน้ำกลั่นลงไปเล็กน้อย เพื่อให้ความเข้มข้นของกรดลดลง

### 1.2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Cu}^{2+}$ และพินิจเอกลักษณ์

1. นำหลอดที่มีตะกอน  $\text{CuS}$  (หลอดที่ 1) เข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป จากนั้นล้างตะกอนโดยเติม 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  จำนวน 20 หยด ลงไป เขย่าหลอดทดลองแล้วนำไปอุ่นในน้ำเดือดประมาณ 1 – 2 นาที นำเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป แล้วทำการล้างตะกอนซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วย 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  จำนวน 20 หยด จากนั้นเก็บตะกอนไว้ทำการทดลองต่อ

2. เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  ประมาณ 10 หยด ลงบนตะกอนที่ได้จากข้อ 1 เขย่าหลอดทดลองหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ตะกอนกระจาย แล้วนำไปอุ่นในน้ำเดือด (ในตู้ควัน) ประมาณ 3 นาที สังเกตการละลายของตะกอน (ถ้าตะกอนยังละลายไม่หมดให้เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  ลงไปอีกเล็กน้อย)


3. เติม conc.  $\text{NH}_3$  ทีละหยดลงในสารละลายจากข้อ 2 เติมลงไปจนกระทั่งสารละลายเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) สังเกตสีของสารละลายที่เกิดขึ้น (สารละลายควรเป็นสีฟ้า)

4. หยด 6 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ลงไปจนกระทั่งสีฟ้าหายไป หรือเป็นสีฟ้าอ่อน ๆ แล้วเติม 0.2 M  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  2 – 3 หยด เขย่าหลอดทดลอง จะเห็นตะกอนสีน้ำตาลแดงของ  $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

### 1.3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Hg}^{2+}$ และพินิจเอกลักษณ์

1. นำหลอดที่มีตะกอน  $\text{HgS}$  (หลอดที่ 2) เข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป ทำการล้างตะกอนโดยเติม 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  จำนวน 20 หยด ลงไป เขย่าหลอดทดลอง นำไปอุ่นในน้ำเดือดประมาณ 1 – 2 นาที นำเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป แล้วทำการล้างตะกอนซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วย 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  จำนวน 20 หยด เก็บตะกอนไว้ทำการทดลองต่อ

2. เติม conc. HCl 6 หยด และ conc.  $\text{HNO}_3$  2 หยด ( $\text{HCl} : \text{HNO}_3 = 3 : 1$  โดยปริมาตร , กรดกัดทอง) ลงบนตะกอนจากข้อ 1 เขย่าหลอดทดลอง แล้วอุ่นในน้ำเดือดประมาณ 1 – 2 นาที (ในตู้ควัน) สังเกตการละลายของตะกอน (ถ้าตะกอนละลายไม่หมดให้เติมกรดกัดทองลงไปเล็กน้อย)

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

3. เติมน้ำกลั่น 10 หยด อุ้มน้ำเดือดอีก 2 นาที (ในตู้ควัน) เขย่าหลอดเป็นครั้งคราว
4. เติม 0.2 M  $\text{SnCl}_2$  2 – 5 หยด ลงไปในหลอดในขณะที่สารละลายยังอุ่นอยู่ จะมีตะกอนเกิดขึ้น สังเกตสีของตะกอนที่เกิดขึ้น (ตะกอนผสมของ  $\text{Hg}$  (ดำ) และ  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  (ขาว))

#### 1.4 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Bi}^{3+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์

1. นำหลอดที่มีตะกอน  $\text{Bi}_2\text{S}_3$  (หลอดที่ 3) เข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป แล้วทำการล้างตะกอนโดยเติม 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  จำนวน 20 หยด ลงไป เขย่าหลอดทดลอง นำไปอุ่นในน้ำเดือดประมาณ 1-2 นาที นำเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป แล้วทำการล้างตะกอนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ด้วย 0.5 M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  จำนวน 20 หยด เก็บตะกอนไว้ทำการทดลองต่อไป


2. เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  8 – 10 หยด ลงบนตะกอน เขย่าหลอดทดลอง นำไปอุ่นในน้ำเดือด (ในตู้ควัน) สังเกตการละลายของตะกอน (ตะกอนจะละลายได้ช้าอาจต้องต้มนานประมาณ 5 นาที) ถ้าตะกอนละลายไม่หมดให้เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  ลงไปอีกเล็กน้อย อุ้มน้ำเดือดจนตะกอนละลายหมด

3. เติม conc. $\text{NH}_3$  ทีละหยดลงในสารละลายจากข้อ 2 จนสารละลายเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) จะเห็นตะกอนสีขาวของ  $\text{Bi}(\text{OH})_3$  เกิดขึ้น นำหลอดทดลองเข้าเครื่องเหวี่ยง แยกตะกอนออกมาทำการทดลองต่อ

4. ล้างตะกอนด้วยน้ำร้อน 15 หยด นำเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป


5. หยด 6 M  $\text{NaOH}$  3 หยด ลงบนตะกอน  $\text{Bi}(\text{OH})_3$  เขย่าหลอดทดลอง แล้วเติม 0.2 M  $\text{SnCl}_2$  2 – 3 หยด เขย่าหลอดทดลอง สังเกตตะกอนดำ  $\text{Bi}$  ที่เกิดขึ้น


การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ II บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพที่ 2.2 – 2.4




สำหรับหลอดที่มี  $\text{Bi}^{3+}$  ถ้าไม่มีตะกอนให้เติมน้ำกลั่นเล็กน้อยเพื่อลดความเป็นกรด


ภาพที่ 2.2 แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ II

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :



ภาพที่ 2.3 แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ Cu<sup>2+</sup>

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :



ภาพที่ 2.4 แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  $Hg^{2+}$  และ  $Bi^{3+}$

### ตอนที่ 3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนหมู่ III ( $Fe^{3+}$ , $Co^{2+}$ และ $Mn^{2+}$ )

#### 3.1 การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์ในสถานะที่เป็นเบส


1. นำหลอดทดลองที่สะอาด 3 หลอด มาเติมสารละลาย  $Fe^{3+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 1 สารละลาย  $Co^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 2 และสารละลาย  $Mn^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 3

2. เติม 2 M  $NH_4Cl$  5-6 หยด ลงไปในหลอดทั้ง 3 จากนั้นเติม 4 M  $NH_3$  ทีละหยดลงในทุกหลอด เติมจนกระทั่งสารละลายมีสมบัติเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) เขย่าหลอดทดลอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละหลอด

**หมายเหตุ** ในหลอดที่มี  $Fe^{3+}$  ควรจะสังเกตเห็นตะกอนสีน้ำตาลแดงของ  $Fe(OH)_3$

3. จากนั้นเติม 0.2 M  $Na_2S$  ลงในหลอดทั้ง 3 ประมาณ 2-3 หยด เขย่าหลอดทดลอง สังเกตสีของตะกอนที่เกิดขึ้นในแต่ละหลอด ในหลอดที่ 1 จะเห็นตะกอนเป็นสีดำเพราะมี  $FeS$  เกิดขึ้นด้วย ส่วนหลอดที่ 2 จะเห็นตะกอนดำของ  $CoS$  และหลอดที่ 3 เป็นตะกอนสีเปลือกไข่หรือชมพูอ่อนของ  $MnS$



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

**หมายเหตุ** การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่ III ไม่จำเป็นต้องนำตะกอนซัลไฟด์ของแคตไอออนเหล่านี้มาละลายเพื่อนำไปพิสูจน์เอกลักษณ์

### 3.2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $Fe^{3+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์


1. หยดสารละลาย  $Fe^{3+}$  จำนวน 5 – 10 หยด ลงในหลอดทดลองที่สะอาด
2. เติม 0.2 M KSCN 2 – 4 หยด เขย่าหลอดทดลอง สังเกตสีของสารละลายที่เกิดขึ้น (สีแดงเลือดนกของ  $[Fe(SCN)_6]^{3-}$ )

### 3.3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $Co^{2+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์


1. หยดสารละลาย  $Co^{2+}$  จำนวน 5 – 10 หยด ลงในหลอดทดลองที่สะอาด
2. เติมสารละลายอิมิตัว  $NH_4SCN$  ในเอทานอล 10 – 20 หยด เขย่าหลอดทดลอง สังเกตสีของสารละลายจะมีสีฟ้าของ  $[Co(SCN)_4]^{2-}$  ที่เสถียรในแอลกอฮอล์

### 3.4 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $Mn^{2+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์



1. หยดสารละลาย  $Mn^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดทดลองที่สะอาด
2. เติม 6 M  $HNO_3$  4 หยด เขย่าหลอดทดลอง
3. เติมเกลือ  $NaBiO_3$  ลงไปประมาณเท่าหัวไม้ขีด เขย่าให้ละลาย สังเกตสีของสารละลายซึ่งจะเป็นสีชมพูม่วงของ  $MnO_4^-$  จะเกิดขึ้นทันที (จะมีตะกอนดำของ Bi เกิดขึ้นอยู่ที่ก้นหลอด)

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :


การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ II บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพที่ 2.5 – 2.6



ภาพที่ 2.5 แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ III



ภาพที่ 2.6 แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ (ก) Fe<sup>3+</sup> (ข) Co<sup>2+</sup> (ค) Mn<sup>2+</sup>

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 32 จาก 47

#### ตอนที่ 4 การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ IV ( $Ba^{2+}$ , $Ca^{2+}$ และ $Sr^{2+}$ )

##### 4.1 การตกตะกอนในภาพของเกลือคาร์บอเนต

1. นำหลอดทดลองที่สะอาด 3 หลอด มาเติมสารละลาย  $Ba^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 1 สารละลาย  $Ca^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 2 และสารละลาย  $Sr^{2+}$  จำนวน 10 หยด ลงในหลอดที่ 3

2. เติม 2 M  $NH_4Cl$  5 หยด ลงในหลอดที่ 1 เขย่าหลอดทดลอง เติม 4 M  $NH_3$  ลงไปที่ละหยดจนสารละลายเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) และทำเช่นเดียวกันนี้กับหลอดที่ 2 และ 3

3. เติม 3 M  $(NH_4)_2CO_3$  8 หยด ลงในแต่ละหลอด เขย่าหลอดทดลองแล้วนำไปอุ่นในน้ำร้อนที่ประมาณ 50 – 60 องศาเซลเซียส นานประมาณ 3 – 5 นาที ควรเขย่าหลอดเป็นครั้งคราว สังเกตตะกอนที่เกิดขึ้นในหลอดทั้ง 3 นำหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป เก็บตะกอนไว้ศึกษาต่อไป

##### 4.2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $Ba^{2+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์

1. นำหลอดที่มีตะกอน  $BaCO_3$  (หลอดที่ 1) มาเติม 2 M  $CH_3COOH$  8 – 10 หยด นำหลอดไปอุ่นในน้ำเดือด สังเกตการละลายของตะกอน

2. เมื่อตะกอนละลายหมดแล้ว เติมน้ำกลั่น 10 หยด เขย่าหลอดแล้วหยด 1 M  $K_2CrO_4$  ลงไปที่ละหยด จะเห็นตะกอนเหลืองของ  $BaCrO_4$  นำหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายทิ้งไป

3. ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 20 หยด นำหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป ทำการล้างตะกอนอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำกลั่น 20 หยด จากนั้นนำตะกอน  $BaCrO_4$  มาเติม 6 M  $HCl$  ที่ละหยด จนตะกอนละลายได้หมด (แบ่งบางส่วนไว้ทดสอบในข้อ 4) จึงนำมาเติม 6 M  $H_2SO_4$  จะสังเกตเห็นตะกอนขาว  $BaSO_4$  ซึ่งไม่ละลายใน  $HCl$  เจือจาง

4. การทดสอบเปลวไฟเพื่อยืนยันว่าเป็น  $Ba^{2+}$  ทำโดยนำเอาสารละลาย  $Ba^{2+}$  ที่ได้จากการละลายด้วย 6 M  $HCl$  (จากข้อ 2) มาทดสอบสีเปลวไฟจะปรากฏเป็นสีเขียวเหลือง


##### 4.3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $Ca^{2+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์

1. นำหลอดที่มีตะกอน  $CaCO_3$  (หลอดที่ 2) มาเติม 2 M  $CH_3COOH$  8 – 10 หยด เขย่าหลอดทดลอง นำไปอุ่นในน้ำเดือด สังเกตการละลายของตะกอน

2. เมื่อตะกอนละลายหมดแล้ว เติม 4 M  $NH_3$  ลงไปที่ละหยด พร้อมทั้งเขย่าหลอด จนสารละลายเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)

3. เติม 3 M  $(NH_4)_2CO_3$  3 – 4 หยด เขย่าหลอดแล้วนำไปอุ่นในน้ำร้อน (อุณหภูมิประมาณ 60°C) สังเกตตะกอนสีขาวของ  $CaCO_3$

4. การทดสอบเปลวไฟเพื่อยืนยันว่าเป็น  $Ca^{2+}$  ทำโดยนำสารละลาย  $Ca^{2+}$  ที่ได้จากการละลายตะกอน  $CaCO_3$  ด้วย 6 M  $HCl$  มาทดสอบสีเปลวไฟ จะเห็นเปลวไฟสีแดงอิฐ

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

#### 4.4 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Sr}^{2+}$ และพิสูจน์เอกลักษณ์


1. นำหลอดที่มีตะกอน  $\text{SrCO}_3$  (หลอดที่ 3) มาเติม 2 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  8 – 10 หยด เขย่าหลอด ทดลอง นำไปอุ่นในน้ำเดือด สังเกตการละลายของตะกอน

2. เมื่อตะกอนละลายหมดแล้ว จึงเติม Sat.  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  8 – 10 หยด ลงไป พร้อมทั้งเขย่าหลอด ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 2 นาที จะมีตะกอนสีขาวของ  $\text{SrSO}_4$  เกิดขึ้น (ถ้าไม่มีตะกอนเกิดขึ้นให้เติม Sat.  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  ลงไปอีก)


3. การทดสอบเปลวไฟเพื่อยืนยันว่าเป็น  $\text{Sr}^{2+}$  ทำโดยนำสารละลาย  $\text{Sr}^{2+}$  ที่ได้จากการละลาย ตะกอน  $\text{SrSO}_4$  ด้วย 6 M  $\text{HCl}$  มาทดสอบสีเปลวไฟ จะเห็นเปลวไฟสีแดงเลือดนก


**หมายเหตุ** ในกรณีที่ดูสีเปลวไฟของ  $\text{Ca}^{2+}$  ไม่ชัดเจนให้ทำการทดสอบด้วยการนำสารละลายตัวอย่าง 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 2 M  $\text{NH}_4\text{Cl}$  10 หยด เขย่าหลอดแล้วเติม 1 M  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  8 หยด เขย่าให้เข้ากัน วางทิ้งไว้สักครู่ สังเกตตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้น ปฏิกริยานี้อาจถูกรบกวน ถ้าหากใน สารละลายตัวอย่างมี  $\text{Ba}^{2+}$  และ  $\text{Mg}^{2+}$  ปะปนอยู่ด้วยกัน

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ IV บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพที่ 2.7 – 2.10




ภาพที่ 2.7 แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ IV

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :




ยืนยันว่าเป็น  $Ba^{2+}$  โดยการทำให้ flame test  
จะได้เปลวไฟสีเขียวเหลือง


ภาพที่ 2.8 แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  $Ba^{2+}$



ยืนยันว่าเป็น  $Ca^{2+}$  โดยนำสารละลายตัวอย่าง  
ทำ flame test จะได้เปลวไฟสีแดงอิฐ

ภาพที่ 2.9 แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  $Ca^{2+}$

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 35 จาก 47



ยืนยันว่าเป็น  $\text{Sr}^{2+}$  โดยนำสารละลายตัวอย่าง  
ทำ flame test จะได้เปลวไฟสีแดงเลือดนก

ภาพที่ 2.10 แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  $\text{Sr}^{2+}$

## ตอนที่ 5 การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ V ( $\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ และ $\text{NH}_4^+$ )

### 5.1 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ $\text{Na}^+$ และ $\text{K}^+$

1. นำลวดนิโครมที่มาขดเป็นวงเล็ก ๆ ที่ปลายด้านหนึ่ง ทำความสะอาดโดยการจุ่มลวดนิโครมลงในน้ำกลั่นแล้วเผาด้วยเปลวไฟ โดยสังเกตสีของเปลวไฟที่ได้จากลวดนิโครม ถ้าสีของเปลวไฟที่ได้เป็นสีเดียวกับสีเดิมของเปลวไฟแสดงว่าสะอาดสามารถนำไปใช้งานได้ในขั้นต่อไป


2. จุ่มลวดนิโครมที่ได้จากข้อ 1 ลงในสารละลายที่มี  $\text{Na}^+$  นำไปเผาด้วยเปลวไฟ ถ้ามี  $\text{Na}^+$  อยู่จะให้เปลวไฟสีเหลือง

3. ทำเช่นเดียวกับข้อ 2 เปลี่ยนจากสารละลาย  $\text{Na}^+$  เป็นสารละลาย  $\text{K}^+$  ซึ่งให้เปลวไฟสีม่วง ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนสารละลายต้องทำความสะอาดลวดนิโครมก่อนจนมั่นใจว่าไม่มีสารอื่นติดค้างอยู่

### 5.2 การพิสูจน์เอกลักษณ์ $\text{NH}_4^+$

1. แบ่งสารละลาย  $\text{NH}_4^+$  2 ลบ.ซม. ลงในหลอดทดลอง จากนั้นนำไปใช้แช่ในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนสารละลายเริ่มมีไอเกิดขึ้น

2. จากนั้น นำกระดาษลิตมัสชื้นสีแดงไปอังไว้ที่ปากหลอดทดลองถ้าสารละลายมี  $\text{NH}_4^+$  อยู่ กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 36 จาก 47

## ปฏิกิริยาเคมีของแอนไอออนบางชนิดและการวิเคราะห์คุณภาพ (Reaction of some Anion and Qualitative Analysis)

### หลักการและทฤษฎี

แอนไอออนเป็นไอออนที่มีประจุเป็นลบ เกิดจากการแตกตัวของกรดและเกลือ ตามปกติแอนไอออนมักเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไป ยกเว้น ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ไอโอดีนและซัลไฟด์ไอออน แอนไอออนบางชนิดเป็นตัวรีดิวซ์จะทำปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์เกิดการให้และรับอิเล็กตรอน เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชัน – รีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์ เช่น ซัลไฟด์ไอออนสามารถรีดิวซ์คลอเรตไอออนให้ผลิตภัณฑ์เป็นซัลเฟตและคลอไรด์ไอออน

แอนไอออนบางชนิดเมื่อทำปฏิกิริยากับรีเอเจนต์ที่เหมาะสมจะตกตะกอนแยกออกมา ตะกอนที่ได้มีสมบัติในการละลายในกรดหรือเบสต่างกัน จากข้อแตกต่างของการตกตะกอนและการละลายของตะกอนนี้เอง ทำให้เราสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติที่คล้ายกันในการตกตะกอน

นอกจากจะแบ่งตามการตกตะกอนแล้ว ยังสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติการเป็นตัวออกซิไดส์และเป็นตัวรีดิวซ์ เช่น ไนเตรตไอออน ( $\text{NO}_3^-$ ) เป็นตัวออกซิไดส์ ส่วนโบรไมด์ไอออน ( $\text{Br}^-$ ) และไอโอดีนไอออน ( $\text{I}^-$ ) เป็นตัวรีดิวซ์ เป็นต้น


ในการทดลองนี้จะศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนต่อไปนี้ คือ ซัลเฟตไอออน ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ฟอสเฟตไอออน ( $\text{PO}_4^{4-}$ ) คาร์บอเนตไอออน ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) คลอไรด์ไอออน ( $\text{Cl}^-$ ) โบรไมด์ไอออน ( $\text{Br}^-$ ) ไอโอดีนไอออน ( $\text{I}^-$ ) ไธโอไซยาเนตไอออน ( $\text{SCN}^-$ ) และไนเตรตไอออน ( $\text{NO}_3^-$ ) กับสารละลายแบเรียมไนเตรต  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  และซิลเวอร์ไนเตรต ( $\text{AgNO}_3$ ) และศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะตัวของแอนไอออน


ในการทดลองนี้เราจำแนกแอนไอออนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับสารละลายแบเรียมไนเตรต ( $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ) และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ( $\text{AgNO}_3$ ) และกลุ่มที่ไม่ตกตะกอน

### ปฏิกิริยาที่น่าสนใจของแอนไอออน

#### 1. ปฏิกิริยาของ $\text{SO}_4^{2-}$


เมื่อให้  $\text{SO}_4^{2-}$  ทำปฏิกิริยากับ  $\text{Ba}^{2+}$  จะได้ตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟต ( $\text{BaSO}_4$ ) ซึ่งไม่ละลายใน HCl ดังสมการ 3.1



	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

## 2. ปฏิกริยาของ $\text{PO}_4^{3-}$



เมื่อให้  $\text{PO}_4^{3-}$  ทำปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ( $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ ) ใน  $\text{HNO}_3$  จะเกิดตะกอนสีเหลืองของแอมโมเนียมฟอสโฟโมลิบเดต  $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$  ดังสมการ 3.2



$(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$  ที่เติมต้องให้มากเกินไปเพื่อให้ตกตะกอนอย่างสมบูรณ์ และถ้าในสารละลายที่จะทดสอบมีตัวรบกวนอยู่ด้วยสามารถกำจัดออกได้โดยต้มสารละลายกับ 6 M  $\text{HNO}_3$  ก่อน

## 3. ปฏิกริยาของ $\text{CO}_3^{2-}$

เมื่อให้  $\text{CO}_3^{2-}$  ทำปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ซึ่งแก๊สนี้สามารถทดสอบได้โดยให้ทำปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ) หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) จะเกิดตะกอนสีขาวของแบเรียมคาร์บอเนต ( $\text{BaCO}_3$ ) หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) ดังสมการ 3.3 และ 3.4



## 4. ปฏิกริยาของ $\text{Cl}^-$


เมื่อให้  $\text{Cl}^-$  ทำปฏิกิริยากับ  $\text{Ag}^+$  ในสารละลายเจือจางของ  $\text{HNO}_3$  จะได้ตะกอนสีขาวของ  $\text{AgCl}$  ดังสมการ 3.5 ตะกอนนี้อาจกลายเป็นสีเทาม่วงหรือดำได้เมื่อถูกแสง




$\text{AgCl}$  ไม่ละลายในกรด เช่น  $\text{HNO}_3$  แต่จะละลายได้ถ้าหากมีสารที่สามารถทำปฏิกิริยากับ  $\text{Ag}^+$  เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน เช่น  $\text{NH}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  และ  $\text{KCN}$  เป็นต้น ในกรณีของ  $\text{NH}_3$  ปฏิกริยาเกิดขึ้นดังสมการ 3.6



เมื่อนำสารละลายมาทำให้เป็นกรดอีกครั้ง  $\text{AgCl}$  ก็จะตกตะกอนกลับคืนมาดังสมการ 3.7







	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

## 5. ปฏิกริยาของ Br<sup>-</sup>

เมื่อให้ Br<sup>-</sup> ทำปฏิกิริยากับ Ag<sup>+</sup> ในสารละลายกรด HNO<sub>3</sub> เจือจาง จะได้ตะกอนสีเหลืองอ่อนของซิลเวอร์โบรไมด์ (AgBr) ซึ่งไม่ละลายในน้ำและ HNO<sub>3</sub> แต่สามารถละลายได้เล็กน้อยในสารละลาย NH<sub>3</sub> ดังสมการ 3.8 และ 3.9



ตะกอน AgBr สามารถทำปฏิกิริยากับผงสังกะสีในน้ำหรือใน 1 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ดังสมการ 3.10



การทดสอบ Br<sup>-</sup> ทำได้โดยออกซิไดซ์ให้เป็น Br<sub>2</sub> ด้วยเปอร์แมงกาเนตไอออน (MnO<sub>4</sub><sup>-</sup>) และเมื่อสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) จะได้สีเหลืองในชั้น CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> ดังสมการ 3.11




## 6. ปฏิกริยาของ I<sup>-</sup>


เมื่อให้ I<sup>-</sup> ทำปฏิกิริยากับ Ag<sup>+</sup> ใน HNO<sub>3</sub> เจือจาง จะได้ตะกอนสีเหลืองของซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) ซึ่งไม่ละลายใน HNO<sub>3</sub> หรือสารละลาย NH<sub>3</sub> ดังสมการ 3.12




ตะกอน AgI สามารถทำปฏิกิริยากับผงสังกะสีในน้ำหรือใน 1 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ดังสมการ 3.13



การทดสอบ I<sup>-</sup> ทำได้โดยออกซิไดซ์ให้เป็นไอโอดีน (I<sub>2</sub>) ด้วยโพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟต (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>) ในสารละลายที่เป็นกรดและเมื่อสกัดด้วย CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> จะได้สีม่วงในชั้นของ CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> ดังสมการ 3.14




	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 39 จาก 47

## 7. ปฏิกริยาของ $\text{SCN}^-$

เมื่อให้  $\text{SCN}^-$  ทำปฏิกิริยากับ  $\text{Ag}^+$  ในสารละลายกรด  $\text{HNO}_3$  เจือจาง จะได้ตะกอนสีขาวของ  $\text{AgSCN}$  ตะกอนนี้ไม่ละลายใน  $\text{HNO}_3$  เจือจาง หรือในสารละลาย  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  แต่ละลายได้เล็กน้อยในสารละลาย  $\text{NH}_3$


เมื่อให้  $\text{SCN}^-$  ทำปฏิกิริยากับ  $\text{Fe}^{3+}$  จะได้สารละลายสีแดงเลือดนกของ  $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$  ดังสมการ 3.15



ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญสำหรับการทดสอบ  $\text{SCN}^-$  และในขณะที่ทำการทดลองควรทำให้เป็นกรดเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเกิดไฮดรอลิซิสของ  $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$  ซึ่งสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลือง


## 8. ปฏิกริยาของ $\text{NO}_3^-$

$\text{NO}_3^-$  จะไม่ตกตะกอนกับเกลือแบเรียมและเกลือซิลเวอร์ แต่จะทำปฏิกิริยากับ  $\text{Fe}^{2+}$  ในสภาวะที่เป็นกรดโดย  $\text{Fe}^{2+}$  จะรีดิวซ์  $\text{NO}_3^-$  ได้  $\text{NO}$  ซึ่งจะทำปฏิกิริยาต่อไป  $\text{Fe}^{2+}$  ที่เหลืออยู่ เกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำตาลของ  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]^{2+}$  ดังสมการ 3.16 และ 3.17



### สารเคมี

1. สารละลายกรดไนตริก ( $\text{HNO}_3$ ) ; 6 M  $\text{HNO}_3$
2. สารละลายกรดซัลฟิวริก ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) ; conc. $\text{H}_2\text{SO}_4$  และ 6 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$
3. สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ ( $\text{FeCl}_3$ ) ; 0.1 M  $\text{FeCl}_3$
4. สารละลายแอมโมเนีย ( $\text{NH}_3$ ) ; 6 M  $\text{NH}_3$  และ conc.  $\text{NH}_3$
5. สารละลายแบเรียมไนเตรต ( $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ) ; 0.1 M  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
6. สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ( $\text{AgNO}_3$ ) ; 0.1 M  $\text{AgNO}_3$
7. สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ( $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ ) ; 0.5 M  $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$
8. สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ( $\text{KMnO}_4$ ) ; 0.2 %  $\text{KMnO}_4$
9. สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต ( $\text{FeSO}_4$ ) ; 20 %  $\text{FeSO}_4$
10. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) ; 2 M  $\text{NH}_4\text{Cl}$

	<b>คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน</b>		
	<b>ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	<b>หมายเลขเอกสาร:</b>		
	<b>แก้ไขครั้งที่ :</b>	<b>วันที่เริ่มใช้ :</b>	<b>หน้า 40 จาก 47</b>

11. โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ( $K_2S_2O_8$ ) (s)
12. ไตคลอโรมีเทน ( $CH_2Cl_2$ )

### อุปกรณ์

1. หลอดทดลอง (test tube)
2. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test tube rack)
3. อ่างน้ำร้อน (water bath)
4. เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)
5. แท่งแก้ว (stirring rod)
6. หลอดหยด (dropper)
7. กระดาษลิตมัส (litmus paper)
8. แท่นให้ความร้อน (hot plate)

### วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1 การศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนกับ 0.1 M  $Ba(NO_3)_2$  และ 0.1 M  $AgNO_3$

#### 1.3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีกับ 0.1 M $Ba(NO_3)_2$

1. นำสารละลายของแอนไอออนต่อไปนี้  $SO_4^{2-}$ ,  $PO_4^{3-}$ ,  $CO_3^{2-}$ ,  $Cl^-$ ,  $Br^-$ ,  $I^-$ ,  $SCN^-$  และ  $NO_3^-$  จำนวน 10 – 15 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง หลอดละ 1 ชนิด ตามลำดับ

2. ทดสอบความเป็นกรด – เบส และกลางของสารละลายทุก ๆ หลอด ด้วยกระดาษลิตมัส

3. เติม 0.1 M  $Ba(NO_3)_2$  ลงในหลอดที่ 1 ทีละหยดพร้อมทั้งเขย่าจำนวน 5 หยด ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


4. ทำซ้ำข้อ 3 กับสารละลายแอนไอออนที่เหลืออีก 7 ชนิด

#### 1.4 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีกับ 0.1 M $AgNO_3$

1. นำสารละลายของแอนไอออนทั้ง 8 ชนิด จำนวน 5 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง หลอดละ 1 ชนิด แล้วเติม 6 M  $HNO_3$  จำนวน 5 หยด ลงในทุกหลอด ทดสอบความเป็นกรด (ถ้าหากไม่เป็นกรดให้เติม 6 M  $HNO_3$  ลงไปอีกเล็กน้อย)

2. เติม 0.1 M  $AgNO_3$  ลงในหลอดที่ 1 ทีละหยด พร้อมทั้งเขย่าจำนวน 5 หยด ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3. ทำซ้ำข้อ 2 กับสารละลายแอนไอออนที่เหลืออีก 7 ชนิด

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 41 จาก 47

## ตอนที่ 2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเฉพาะของแอนไอออนแต่ละชนิด

### 2.1 ปฏิกิริยาเคมีของ $\text{SO}_4^{2-}$

- นำสารละลาย  $\text{SO}_4^{2-}$  จำนวน 5 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
- เติม 6 M HCl ที่ละหยด จนสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) แล้วหยด 0.1 M  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  ลงไป 5 หยด สังเกตตะกอนขาว  $\text{BaSO}_4$  ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ละลายในกรดเกลือเจือจาง

### 2.2 ปฏิกิริยาเคมีของ $\text{PO}_4^{3-}$

- นำสารละลาย  $\text{PO}_4^{3-}$  จำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
- เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  1  $\text{cm}^3$  เขย่าหลอดแล้วเติม 0.5 M  $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$  ลงไปอีก 1  $\text{cm}^3$  เขย่าหลอดทดลองแล้วนำไปอุ่นในน้ำร้อนนาน 3 – 5 นาที จะเห็นตะกอนเหลือง  $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_4$  เกิดขึ้น

### 2.3 ปฏิกิริยาเคมีของ $\text{CO}_3^{2-}$


- นำสารละลาย  $\text{CO}_3^{2-}$  จำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
- เติม 6 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ลงในหลอดที่ละหยด สังเกตฟองแก๊สที่เกิดขึ้นของ  $\text{CO}_2$

### 2.4 ปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Cl}^-$

- นำสารละลาย  $\text{Cl}^-$  จำนวน 5 – 8 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
- เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  ที่ละหยด จนสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) เติม 0.1 M  $\text{AgNO}_3$  5 หยด เขย่าหลอด สังเกตตะกอนขาว  $\text{AgCl}$  นำหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง รินสารละลายใส่ทิ้งไป
- ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 10 – 15 หยด นำเข้าเครื่องเหวี่ยงรินสารละลายใส่ทิ้งไป แล้วล้างตะกอนอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำกลั่น 10 – 15 หยด
- เติม conc.  $\text{NH}_3$  ลงบนตะกอนที่ละหยด สังเกตการละลายของตะกอน จากนั้นเติม 6 M  $\text{HNO}_3$  ลงไปที่ละหยด จนกระทั่งสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) สังเกตตะกอนขาว  $\text{AgCl}$  ที่ตกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

### 2.5 ปฏิกิริยาเคมีของ $\text{Br}^-$

- นำสารละลาย  $\text{Br}^-$  จำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
- เติม 6 M  $\text{HNO}_3$  ลงไปที่ละหยดจนกระทั่งสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) นำหลอดไปอุ่นในน้ำร้อนประมาณ 1 – 2 นาที นำหลอดมาวางทิ้งไว้ให้เย็นจึงเติม  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  ลงไป 1 – 2 ลบ.ซม. แล้วค่อย ๆ หยด 0.2 %  $\text{KMnO}_4$  ลงไปที่ละหยด เขย่าหลอดทดลอง สังเกตสีเหลืองจางๆ ของ  $\text{Br}_2$  ในชั้น  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (ชั้นล่างของสารละลาย)

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

## 2.6 ปฏิกริยาเคมีของ $I^-$

1. นำสารละลาย  $I^-$  จำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
2. เติม 6 M  $H_2SO_4$  5 หยด เขย่าหลอดทดลอง นำหลอดไปอุ่นในน้ำร้อนประมาณ 2 นาที
3. เติมผลึก  $K_2S_2O_8$  ลงไปเล็กน้อย เขย่าหลอดแล้วเติม 6 M  $H_2SO_4$  ลงไปอีก 10 หยด นำหลอดไปอุ่นในน้ำเดือดจนกระทั่งสารละลายในหลอดเกือบเดือด
4. นำหลอดมาวางทิ้งไว้ให้เย็นจึงเติม  $CH_2Cl_2$  ลงไป 10 หยด เขย่าอย่างแรง จะสังเกตเห็นสีชมพูม่วงของ  $I_2$  ในชั้น  $CH_2Cl_2$  (ชั้นล่างของสารละลาย)


## 2.7 ปฏิกริยาของ $SCN^-$

1. นำสารละลาย  $SCN^-$  จำนวน 5 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
2. เติม 6 M  $HCl$  ลงไปที่ละหยด พร้อมทั้งเขย่าหลอด จนกระทั่งสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)
3. เติม 0.1 M  $FeCl_3$  2 – 3 หยด เขย่าหลอดทดลอง จะสังเกตเห็นสารละลายสีแดงเลือดนกของ  $[Fe(SCN)_6]^{3-}$

## 2.8 ปฏิกริยาของ $NO_3^-$

1. นำสารละลาย  $NO_3^-$  จำนวน 15 – 20 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง
2. เติม conc.  $H_2SO_4$  ลงไป 2 ลบ.ซม. เขย่าหลอด แล้วนำหลอดไปวางทิ้งไว้ให้เย็น
3. จับหลอดเอียงเป็นมุม 45 องศา จึงค่อย ๆ เติม 20%  $FeSO_4$  (ซึ่งเตรียมขึ้นใหม่ ๆ) ให้ไหลลงไปทางผนังด้านข้างหลอดประมาณ 1 ลบ.ซม. แล้วยกหลอดขึ้นตั้งตรงจะสังเกตเห็นวงแหวนสีน้ำตาลของ  $[Fe(H_2O)_5NO]^{2+}$  เกิดขึ้นระหว่างชั้นของสารละลาย (สีของวงแหวนจะเข้มขึ้นหากวางทิ้งไว้สักครู่)

**หมายเหตุ** conc.  $H_2SO_4$  เป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนแรง ดังนั้นในขณะที่เติมกรดลงในหลอดควรใช้ที่จับหลอดจับไว้ และ 20%  $FeSO_4$  เตรียมได้โดยนำ  $FeSO_4$  ประมาณเท่าหัวไม้ขีดมาละลายในน้ำกลั่น 1 ลบ.ซม.

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 43 จาก 47

## การวิเคราะห์สารตัวอย่าง (Analysis of Unknown Sample)

### หลักการและทฤษฎี

ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างควรทำเป็นขั้นตอนตามลำดับดังนี้ ตอนแรกควรตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ เช่น สี ลักษณะของผลึกในกรณีที่เป็นของแข็ง เป็นต้น เนื่องจากสีของสารเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าสารนั้นประกอบด้วยธาตุชนิดใด เช่น ถ้าเป็นผลึกสีฟ้าอาจหมายถึงเกลือทองแดง สีชมพูอาจเป็นเกลือโคบอลต์หรือแมงกานีส เป็นต้น

**ขั้นต่อไป** จะเป็นการเตรียมสารตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ ในกรณีที่สารตัวอย่างเป็นของเหลว เราอาจนำมาวิเคราะห์ในขั้นต่อไปได้เลย แต่ถ้าเป็นของแข็งจะต้องหาตัวทำละลายเพื่อทำเป็นสารละลายก่อน ตัวทำละลายที่มักใช้กันได้แก่ น้ำ สารตัวอย่างที่ละลายในน้ำได้ดีมักจะเป็นเกลือของ  $\text{Na}^+$  ,  $\text{K}^+$  หรือ  $\text{NH}_4^+$  ในกรณีของสารตัวอย่างที่ไม่ละลายน้ำก็มักจะละลายได้ในกรด เช่น  $\text{HCl}$  ,  $\text{HNO}_3$  ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  และกรดกัดทอง (aqua regia) เป็นต้น

ในกรณีที่ใช้กรดเป็นตัวทำละลาย เริ่มแรกมักใช้กรด  $\text{HCl}$  ก่อน ถ้าไม่ละลายใน  $\text{HCl}$  ให้ใช้  $\text{HNO}_3$  ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงกว่า  $\text{HCl}$  ถ้ายังไม่ละลายให้ใช้กรดกัดทองซึ่งเป็นกรดผสมระหว่าง  $\text{HCl}$  กับ  $\text{HNO}_3$  ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยปริมาตร และเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงกว่า  $\text{HNO}_3$

ถ้าสารตัวอย่างไม่ละลายในน้ำหรือกรดต่าง ๆ เราสามารถทำให้อยู่ในรูปของสารละลายได้โดยการต้มกับ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  แคทไอออนในสารตัวอย่างจะตกตะกอนในรูปของเกลือคาร์บอเนตซึ่งสามารถละลายได้ในกรด และแอนไอออนจะอยู่ในสารละลายซึ่งสามารถนำไปทดสอบต่อไปได้ (วิธีนี้ใช้ทดสอบ  $\text{CO}_3^{2-}$  ในสารตัวอย่างไม่ได้) เมื่อสารตัวอย่างอยู่ในรูปของสารละลายแล้ว ก็นำไปวิเคราะห์หาแคทไอออนและแอนไอออนตามลำดับ


### สารเคมีและอุปกรณ์

เช่นเดียวกับบทที่ 2 และ 3

### วิธีการทดลอง

#### ตอนที่ 1 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่าง

ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่างที่ได้รับ เช่น สี หรือกลิ่น เป็นต้น โดยเฉพาะสีเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าสารนั้นประกอบด้วยแคทไอออนหรือแอนไอออนชนิดใด

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 44 จาก 47

## ตอนที่ 2 การทดสอบหาแคตไอออนในสารตัวอย่าง

1. นำสารละลายตัวอย่างจำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 3 M HCl ลงไปที่ละหยด พร้อมเขย่าหลอดทดลอง ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้น แสดงว่ามีแคตไอออนหมู่ I นำสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพื่อหาแคตไอออนหมู่ I

2. ถ้าไม่มีตะกอนเกิดขึ้น ให้นำมาเติม conc. HCl 8 – 10 หยด และ 10 %  $\text{CH}_3\text{CSNH}_2$  8 – 10 หยด เขย่าหลอดแล้วนำไปอุ่นในน้ำเดือด ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้น แสดงว่ามีแคตไอออนในหมู่ II จากนั้นวิเคราะห์หาชนิดของแคตไอออนหมู่ II

3. ถ้าไม่มีตะกอนเกิดขึ้นในข้อ 1 และ 2 ให้นำสารตัวอย่างจำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 2 M  $\text{NH}_4\text{Cl}$  5 – 6 หยด และ conc.  $\text{NH}_3$  จนสารละลายเป็นเบส จากนั้นเติม 0.2 M  $\text{Na}_2\text{S}$  2 – 3 หยด เขย่าหลอดทดลอง ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้น แสดงว่ามีแคตไอออนหมู่ III นำสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพื่อหาแคตไอออนหมู่ III

4. ถ้าไม่มีตะกอนเกิดขึ้นในข้อ 1, 2 และ 3 ให้นำสารละลายตัวอย่างจำนวน 20 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 2 M  $\text{NH}_4\text{Cl}$  10 หยด และ 6 M  $\text{NH}_3$  ลงไปที่ละหยด จนสารละลายเป็นเบสจึงเติม 3 M  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  20 หยด เขย่าหลอดแล้วนำไปอุ่นในน้ำร้อน (อุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส) ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้นแสดงว่ามีแคตไอออนหมู่ IV จากนั้นนำสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพื่อหาแคตไอออนหมู่ IV

5. ถ้าสารละลายตัวอย่างไม่ตกตะกอนกับรีเอเจนต์ในข้อ 1 – 4 ให้นำไปทดสอบแคตไอออนหมู่ V โดยการทดสอบสีของเปลวไฟว่าเป็น  $\text{Na}^+$  หรือ  $\text{K}^+$  และทดสอบ  $\text{NH}_4^+$  ด้วยกระดาษลิตมัส

## ตอนที่ 3 การทดสอบหาแอนไอออนในสารตัวอย่าง

1. นำสารละลายตัวอย่างจำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 0.1 M  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  ลงไปที่ละหยด จำนวน 5 หยด พร้อมทั้งเขย่าหลอดทดลอง ถ้ามีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น

ก. แสดงว่ามีแอนไอออนเป็น  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$  หรือ  $\text{CO}_3^{2-}$

ข. นำสารละลายตัวอย่างมาทดสอบเพื่อหาชนิดแอนไอออน

ถ้าไม่มีตะกอนเกิดขึ้นให้ทำการทดลองข้อที่ 2 ต่อไป


2. นำสารละลายตัวอย่างจำนวน 10 หยด ใส่ลงในหลอดทดลองเติม 6 M  $\text{HNO}_3$  จนสารละลายเป็นกรดจึงเติม 0.1 M  $\text{AgNO}_3$  5 หยด เขย่าหลอดทดลอง ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้น

ก. แสดงว่ามีแอนไอออนเป็น  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$  หรือ  $\text{SCN}^-$

ข. นำสารละลายตัวอย่างที่เหลือมาทดสอบเพื่อหาว่าเป็นแอนไอออนชนิดใด


ถ้าไม่มีตะกอนเกิดขึ้นให้ทำการทดลองข้อที่ 3 ต่อไป

3. นำสารละลายตัวอย่างจำนวน 15 – 20 หยด มาทดสอบหา  $\text{NO}_3^-$

	<b>คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย</b>	
	<b>ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	
	<b>หมายเลขเอกสาร:</b>	
	<b>แก้ไขครั้งที่ :</b>	<b>วันที่เริ่มใช้ :</b>

**ภาคผนวก ฉ**  
แบบฟอร์มการเบิกจ่าย



	<b>คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน</b> และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย	
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หมายเลขเอกสาร:	
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :

### แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้ว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง  อาจารย์  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  
 สาขาวิชา..... ชั้นปี..... รหัสประจำตัว..... โทร.....

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้วของส่วนงานเคมี ชั้น 1 อาคาร 7 เพื่อใช้สำหรับ

การเรียนการสอนวิชา.....

งานวิจัย เรื่อง.....

#### รายการอุปกรณ์ที่ยืม

ที่	รายการ	จำนวน	ที่	รายการ	จำนวน

สถานที่ใช้.....และเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้ว ข้าพเจ้าจะนำ  
 อุปกรณ์รายการดังกล่าวมาคืน ในวันที่.....ด้วยความเรียบร้อย หากมี  
 ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับรายการที่ยืม ข้าพเจ้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม และหาก  
 ข้าพเจ้าไม่คืนรายการที่ตามกำหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวงถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)


(.....)

ผู้ยืม

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

#### สำหรับเจ้าหน้าที่

สภาพของอุปกรณ์-เครื่องแก้วหลังการยืม <input type="checkbox"/> ความสะอาด <input type="checkbox"/> จำนวนครบถ้วน <input type="checkbox"/> ชำรุด เสียหาย..... <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	ลงชื่อ.....ผู้ให้ยืม ว/ด/ป..... ลงชื่อ.....ผู้ให้ยืม ว/ด/ป..... เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ
--	--

	คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน		
	ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	หมายเลขเอกสาร:		
	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่เริ่มใช้ :	หน้า 47 จาก 47



### แบบฟอร์มการเบิกจ่ายสารเคมี

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง  อาจารย์  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  
 สาขาวิชา..... ชั้นปี..... รหัสประจำตัว..... โทร.....

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้วของส่วนงานเคมี ชั้น 1 อาคาร 7 เพื่อใช้สำหรับ

การเรียนการสอนวิชา.....

งานวิจัย เรื่อง.....

#### รายการสารเคมี

ที่	รายการ	จำนวน	ที่	รายการ	จำนวน

สถานที่ใช้.....และเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้ว ข้าพเจ้าจะนำสารเคมีรายการดังกล่าวมาคืน ในวันที่.....ด้วยความเรียบร้อย หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับรายการที่ขอยืม ข้าพเจ้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม และหากข้าพเจ้าไม่คืนรายการที่ตามกำหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวงถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....  
 (.....) (.....)  
 ผู้ยืม.....อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

#### สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ให้ยืม  
 ว/ด/ป.....  
 ลงชื่อ.....ผู้ให้ยืม  
 ว/ด/ป.....  
 เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ